

VOLUSON СЕРИИ PERFORMANCE

ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ

Ультразвуковое исследование является неотъемлемой частью оказания квалифицированной помощи в сфере Женского здоровья. Семейство систем серии Performance компании GE Healthcare — это сочетание превосходного качества Voluson и усовершенствованной эргономики, которая помогает обеспечить эффективный рабочий процесс при большом потоке пациентов.

Надежные и доступные системы Performance предназначены для оказания диагностической помощи во многих клинических областях, включая акушерство и гинекологию, от родильных залов и операционных до клиник ЭКО и репродукции. Интерфейс системы продуман для постановки точного диагноза с минимальными усилиями, что позволяет сфокусироваться на потребностях пациента.




ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА С VOLUSON

Экспертные технологии для ежедневной работы

Просто возьмите датчик и начните сканирование, и вы получите всю необходимую информацию без дополнительных усилий. Системы Voluson серии Performance* построены на высокотехнологичной платформе Voluson Core Architecture, позволяющей быстро и легко получать отличные изображения в различных клинических областях.

- Превосходная четкость и детализация при рутинном 2D-сканировании.
- Точная постановка диагноза благодаря экспертным 3D/4D-технологиям Voluson.
- Высококонтрастный цветовой доплер.
- Превосходная визуализация на глубине у сложных пациентов.




3D-технологии Voluson позволяют получить дополнительные плоскости визуализации, недоступные при рутинном сканировании в 2D.

Теперь обучающее видео по технологиям Voluson можно посмотреть прямо на ультразвуковой системе.



*Система ультразвуковая диагностическая медицинская Voluson P8 с принадлежностями.



Максимум клинической информации на одном изображении благодаря широкому сектору сканирования на конвексных и внутриматочных датчиках.


3D-печать — инновационное решение для научно-исследовательских целей и улучшения взаимоотношений с пациентами.



ВДОХНОВЛЯЯСЬ, ВДОХНОВЛЯЙТЕ

Технологии, превращающие рабочий процесс в удовольствие

Инструменты автоматизации Voluson упрощают рабочий процесс и способствуют воспроизводимости измерений.



Быстрое получение 3D/4D-изображений благодаря технологии **SonoRenderLive** — автоматического определения плоскости визуализации объемных изображений 3D/4D.

Сокращение времени исследования благодаря технологии

SonoBiometry

(автоматическое измерение основных фетометрических показателей плода: БПР, ОГ, ОЖ, ДБ, ДП).



Откройте для себя семейство самых мобильных и умных систем Voluson**. Благодаря малым габаритам Voluson серии Performance вписываются в небольшие операционные, смотровые кабинеты.

Дополнительно встраиваемая аккумуляторная батарея предоставляет 20 мин автономного сканирования без подключения к электросети, выход из спящего режима в течение 15 секунд позволяет быстро начать исследование в любой момент.

Быстрое сохранение отчета измерений (скрининг при беременности в 1-, 2- и 3-м триместрах, гинекологическое исследование) в PDF формате и экспорт графиков, ультразвуковых изображений с помощью одной клавиши.

Возможность анализа объемных данных на вашем персональном компьютере в программе **4D View**.



КОМАНДА VOLUSON — ЭТО ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА

Вдохновляем на успех

Присоединяйтесь к **VolusonClub** — глобальному Интернет-сообществу пользователей ультразвуковых систем Voluson, специалистов в диагностике Женского здоровья.



Доступ к уникальным образовательным программам и тренингам, online-курсам, обучающим видео по различным тематикам, советы и рекомендации по работе на системах Voluson.

>31 000
участников

Volusonclub.net

**По сравнению с ультразвуковыми системами Voluson серии Signature и Expert.

© Компания General Electric, 2020 г. Все права защищены.

GE, монограмма GE, Voluson являются товарными знаками компании General Electric.

GE Healthcare оставляет за собой право вносить изменения в спецификации и описание опций, а также при необходимости прекращать производство продукции в любое время без предварительного уведомления при отсутствии письменно оформленных обязательств. Обратитесь к представителю компании GE Healthcare за дополнительной информацией.

JB60970RUa



Контактная информация:

123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10С,
Москва-Сити, бизнес-центр «Башня на Набережной»
Тел.: +7 495 739 69 31, факс: +7 495 739 69 32
Сервисный центр: 8 800 333 69 67 (бесплатный номер для звонков из регионов РФ)
gehealthcare.ru